

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗補体C2ウサギポリクローナル抗体 - P06681

商品番号: CM0017903



前書き

ヒト補体C2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。補体活性化、免疫防御、加齢黄斑変性症の研究を可能にします。ヒトC2（83 kDa）と交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C2ウサギ pAb
備考／別名	CO2; ARMD14; C2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	717
GeneID	717
免疫原	ヒトC2 (NP_000054.2) のアミノ酸453-752に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06681
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ