

If-P、Elisa用抗補体C3ウサギポリクローナル抗体 - P01024

商品番号: CM0013238



前書き

ヒト補体C3（aa 1364-1663）に対するウサギポリクローナル抗体。IF-PおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。補体経路および自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補体C3ウサギpAb
備考／別名	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; 補体C3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	718
免疫原	ヒト補体C3（NP_000055.2）のアミノ酸1364-1663に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01024
タンパク質分子量	187kDa
配送	保冷バッグ