

WbおよびElisa用抗Complement C3ウサギPolymab - P01024 / P01027

商品番号: CM0009045



前書き

WBおよびELISAで検証済みのComplement C3（C3、ASP、C3a、C3b）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのC3と反応します。補体カスケード研究、炎症研究、代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Complement C3 Rabbit PolymAb®
備考／別名	ASP ; C3a ; C3b ; AHUS5 ; ARMD9 ; CPAMD1 ; HEL-S-62p
種	ヒト／マウス
GeneID（ヒト）	718
GeneID	718/12266
免疫原	ヒト／マウスComplement C3（NP_033908.2）のアミノ酸1364～1663に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01024/P01027
タンパク質分子量	186 kDa
配送	保冷バッグ