


Wb、If-P、Elisa用 抗補体C4A ウサギモノクローナル抗体 - P0C0L4

商品番号: CM0010197



前書き

ヒト補体C4A (SWISS: P0C0L4) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、免疫蛍光 (IF-P)、ELISAへの使用が検証済みです。古典的補体経路や自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	補体C4A ウサギmAb
備考／別名	C4; RG; C4S; CO4; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4AD; CPAMD2; Complement C4A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	720
遺伝子ID	720
免疫原	ヒト補体C4A (P0C0L4) のアミノ酸940～1237番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P0C0L4
タンパク質分子量	193kDa
発送	保冷剤