

抗補体因子B（Cfb）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00751

商品番号: CM0017240



前書き

ヒト補体因子B（CFB）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。補体経路の研究および診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補体因子B（CFB）ウサギpAb
備考/別名	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FB112; H2-Bf; ARMD14; 補体因子B（CFB）
種	ヒト
GeneID (ヒト)	629
GeneID	629
免疫原	ヒト補体因子B（CFB）（NP_001701.2）のアミノ酸80-420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P00751
タンパク質分子量	86kDa
配送	アيسバッグ