

Wb、If/Icc、Elisa用 抗補体因子B ポリクローナル抗体 - P00751

商品番号: CM0021491



前書き

ヒト補体因子B (CFB, P00751)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。代替補体経路、自然免疫、および関連疾患研究のための重要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補体因子B ウサギ pAb
備考/別名	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Complement factor B (CFB)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	629
GeneID	629
免疫原	ヒト補体因子B (NP_001701.2) のアミノ酸26-764に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00751
タンパク質分子量	86kDa
配送	保冷バッグ