

抗補体因子D ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00746

商品番号: CM0007445



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証された、高品質のウサギ抗ヒト補体因子D（アデプシン）モノクローナル抗体。タンパク質分子量27 kDaの分泌型セリンプロテアーゼを標的とします。代替補体経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補体因子D ウサギmAb
備考/別名	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; 補体因子D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1675
GeneID	1675
免疫原	ヒト補体因子Dの組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00746
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋