

抗補体因子D ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P00746

商品番号: CM0023486



前書き

ヒト補体因子D（アディプシン/CFD）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。代替補体経路、自然免疫、および炎症性疾患の研究に適しています。27

kDaの分泌性セリンプロテアーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Complement factor D Rabbit pAb
備考/別名	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Complement factor D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1675
GeneID	1675
免疫原	組換えタンパク質 ヒト補体因子D (NP_001919.2) のアミノ酸26-253に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00746
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋