


Wb、Elisa用 抗補体因子H ウサギモノクローナル抗体 - P08603

商品番号: CM0009954



前書き

ヒト補体因子H（CFH）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。分子量139 kDa。補体調節、自然免疫、および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Complement factor H Rabbit mAb
備考/別名	FH; HF; HFI; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3075
遺伝子ID	3075
免疫原	合成ペプチド ヒト補体因子H（P08603）のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08603
タンパク質分子量	139kDa
配送	氷袋