


Wb用抗補体因子HウサギPab - P08603

商品番号: CM0017931



前書き

補体第二経路の主要な可溶性阻害因子である補体因子Hを標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、IF-P、ELISAでバリデーション済み。予測分子量139 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補体因子HウサギpAb
備考／別名	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; 補体因子H
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3075
遺伝子ID	3075
免疫原	ヒト補体因子H (NP_004485.1) のアミノ酸1~240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08603
タンパク質分子量	139 kDa
輸送	保冷バッグ