


抗補体因子H ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P08603

商品番号: CM0022488



前書き

ヒト補体因子H（CFH）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。補体代替経路の調節や加齢黄斑変性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	補体因子H ウサギ pAb
備考/別名	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3075
遺伝子ID	3075
免疫原	ヒト補体因子H（NP_000177.2）のアミノ酸19-323に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08603
タンパク質分子量	139kDa
配送	保冷バッグ