


WbおよびElisa用抗Comtウサギモノクローナル抗体 - P21964

商品番号: CM0010150



前書き

ヒトCOMT（カテコールO-メチルトランスフェラーゼ）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびラットと交差反応します。予測分子量は30 kDaです。神経伝達物質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COMT ウサギmAb
備考/別名	HEL-S-98n; COMT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1312
遺伝子ID	1312
免疫原	合成ペプチド；ヒトCOMT（P21964）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P21964
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋