


Wb、If/Icc、Elisa用抗Comtウサギポリクローナル抗体 - P21964

商品番号: CM0021102



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのカテコール-O-メチルトランスフェラーゼ（COMT）に対するウサギポリクローナル抗体。神経伝達物質代謝研究に最適 - P21964。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] COMTウサギpAb
備考／別名	HEL-S-98n ; [KD検証済み] COMT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1312
GeneID	1312
免疫原	ヒトCOMT（NP_000745.1）のアミノ酸51～271に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21964
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ