


Wb・Elisa用抗コネキシン43モノクローナル抗体 - P17302

商品番号: CM0007044



前書き

WB、ELISAで検証済みのウサギモノクローナル抗コネキシン43抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞間シグナル伝達と自然免疫に重要なギャップ結合アルファ-1タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コネキシン43 ウサギmAb
備考・別名	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2697
GeneID	2697
免疫原	ヒトコネキシン43 (NP_000156.1) のアミノ酸300～382番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17302
タンパク質分子量	43 kDa
発送	氷袋