


Wb、Elisa用抗コネキシン43ポリクローナル抗体 - P17302

商品番号: CM0023271



前書き

ヒトコネキシン43（Cx43/GJA1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ギャップ結合生物学および抗ウイルス自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Connexin 43 Rabbit pAb
備考/別名	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2697
GeneID	2697
免疫原	合成ペプチド：ヒトコネキシン43（NP_000156.1）のアミノ酸283-382内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17302
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋