


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗コネキシン43ウサギポリクローナル抗体 - P17302

商品番号: CM0013551



前書き

ヒトコネキシン43（Cx43、GJA1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ギャップ結合、心臓、自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コネキシン43ウサギpAb
備考／別名	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; コネキシン43
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2697
遺伝子ID	2697
免疫原	ヒトコネキシン43（NP_000156.1）のアミノ酸233～382に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17302
タンパク質分子量	43 kDa
配送	保冷バッグ