


Anti-Connexin 43 Rabbit Polymab® For Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P17302

商品番号: CM0006324



前書き

Connexin 43 Rabbit PolymAb® (P17302) for human, mouse, rat WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. ギャップ結合および自然免疫研究のための高品質モノクローナル抗体。信頼性の高いIVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Connexin 43 Rabbit PolymAb®
備考/別名	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2697
GeneID	2697
免疫原	合成ペプチド ヒトConnexin 43 (NP_000156.1) のアミノ酸300-382領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17302
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ