

Wb・Elisa用抗コンタクチン2モノクローナル抗体 - Q02246

商品番号: CM0010416



前書き

ヒトContactin-

2に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応します。軸索ドメインや細胞接着に関する神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Contactin 2 ウサギmAb
備考/別名	AXT; TAX; TAXI; FAME5; TAG-1; Contactin 2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6900
遺伝子ID	6900
免疫原	合成ペプチド - ヒトContactin 2 (Q02246) のアミノ酸1~100番の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q02246
タンパク質分子量	113kDa
発送方法	氷袋