

Anti-Contactin 2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q02246

商品番号: CM0027589



前書き

ヒト Contactin 2 (TAG-1/TAX-1)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。標的タンパク質は軸索ドメインの組織化および細胞接着に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Contactin 2 ウサギpAb
備考/別名	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactin 2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6900
遺伝子ID	6900
免疫原	組換えタンパク質 ヒト Contactin 2 (NP_005067.1) のアミノ酸785-1012に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q02246
タンパク質分子量	113kDa
配送	アイスバッグ