

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Copaモノクローナル抗体 - P53621

商品番号: CM0003629



前書き

COPA (alpha-COP、コートマーサブユニットアルファ) を標的とする組換えモノクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞内輸送およびCOPI小胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPA ウサギmAb
備考/別名	AILJK; HEP-COP; alpha-COP; COPA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1314
GeneID	1314
免疫原	合成ペプチド：ヒトCOPA (P53621) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53621
タンパク質分子量	138kDa
配送方法	氷袋