


WbおよびElisa用 Anti-Copa ポリクローナル抗体 - P53621

商品番号: CM0021536



前書き

ヒトCOPA（コートメラーサブユニットα）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。C OPI小胞輸送とゴルジ体機能の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	COPA ウサギ pAb
備考/別名	AILJK; HEP-COP; alpha-COP; COPA
種	ヒト
GeneID	1314
免疫原	合成ペプチド（ヒトCOPAのアミノ酸550-650、NP_001091868.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P53621
タンパク質分子量	138kDa
発送	保冷バッグ