

抗Copb2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35606

商品番号: CM0002348

前書き

COPB2に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。

小胞体-
ゴルジ輸送に関与するヒトおよびマウスのCOPB2（コートマーサブユニットベータ'）を102kDaの位置で検出します。物質輸送および関連疾患の研究に最適です。

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPB2 ウサギmAb
備考/別名	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9276
免疫原	ヒトCOPB2（NP_004757.1）のアミノ酸657-906に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P35606
タンパク質分子量	102kDa
発送方法	氷袋