


## 抗Copb2ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P35606

商品番号: CM0006747



## 前書き

ヒト検体におけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗COPB2ウサギモノクローナル抗体です。ゴルジ体からERへの逆行性輸送に重要なCOPI小胞の主要成分であるコートマーサブユニット $\beta'$ -COP (p102) を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | COPB2 ウサギmAb                                            |
| 別名          | OPDD; MCPH19; $\beta'$ -COP; COPB2                      |
| 対象種         | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 9276                                                    |
| GeneID      | 9276                                                    |
| 免疫原         | ヒトCOPB2 (NP_004757.1) のアミノ酸657～906番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                               |
| 用途          | WB、IF/ICC、ELISA                                         |
| 交差反応性       | ヒト                                                      |
| SWISS       | P35606                                                  |
| タンパク質分子量    | 102kDa                                                  |
| 発送方法        | 保冷剤                                                     |