


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Copb2 ウサギポリクローナル抗体 - P35606

商品番号: CM0030066



前書き

COPB2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのCOPB2（約102 kDa）を検出します。ゴルジ体輸送とタンパク質輸送におけるコートメア複合体の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPB2 ウサギ pAb
備考/別名	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9276
遺伝子ID	9276
免疫原	ヒトCOPB2 (NP_004757.1) のアミノ酸657-906に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35606
タンパク質分子量	102kDa
発送	保冷バッグ