


WbおよびElisa用Anti-Copeウサギポリクローナル抗体 - O14579

商品番号: CM0017304



前書き

ヒトCOPE（イプシロン-COP）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。COPは小胞輸送およびゴルジ体機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPEウサギpAb
備考/別名	epsilon-COP; COPE
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11316
GeneID	11316
免疫原	ヒトCOPE（NP_009194.2）のアミノ酸1〜308に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14579
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ