

抗Copg1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y678

商品番号: CM0017689



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用のCOPG1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCOPG1（コートマーサブユニットガンマ1、約98 kDa）と反応します。ゴルジ輸送およびCOPI小胞研究に信頼性の高い抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPG1 Rabbit pAb
備考 / 別名	COPG; COPG1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22820
遺伝子ID	22820
免疫原	ヒトCOPG1 (NP_057212.1) のアミノ酸555～874に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y678
タンパク質分子量	98kDa
発送方法	保冷剤