

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Copg2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubf2

商品番号: CM0016527

前書き

ゴルジ小胞輸送に関与するコートマーサブユニットであるCOPG2 (gamma-2-COP) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。逆行性輸送や膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPG2 ウサギ pAb
別名	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	26958
GeneID	26958
免疫原	ヒトCOPG2 (NP_036265.3) のアミノ酸542-871に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBF2
タンパク質分子量	98kDa
発送方法	保冷剤