

Anti-Copg2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

商品番号: CM0015880

前書き

CamelBioのCOPG2ウサギポリクローナル抗体（pAb）は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされており、ヒト、マウス、ラットのCOPG2と反応します。コートマ―複合体およびゴルジ輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPG2 Rabbit pAb
備考/別名	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26958
GeneID	26958
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCOPG2（NP_036265.3）のアミノ酸542-871に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBF2
タンパク質分子量	98kDa
配送	氷袋