

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cops2ポリクローナル抗体 - P61201

商品番号: CM0027662



前書き

ヒトCOPS2（COP9シグナロソームサブユニット2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。ユビキチン介在タンパク質分解の重要な制御因子であるヒト、マウス、ラットのCOPS2を検出します。癌および神経分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPS2 ウサギ pAb
別名	CSN2; SGN2; ALIEN; TRIP15; COPS2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9318
遺伝子ID	9318
免疫原	ヒトCOPS2 (NP_004227.1) のアミノ酸1〜310に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61201
タンパク質分子量	52kDa
配送方法	氷袋