

Anti-Cops3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uns2

商品番号: CM0002684



前書き

ヒトCOPS3（COP9シグナローム複合体サブユニット3）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ユビキチン経路およびシグナローム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPS3 Rabbit mAb
備考/別名	CSN3; SGN3; COPS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8533
GeneID	8533
免疫原	ヒトCOPS3（Q9UNS2）のアミノ酸320-423に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNS2
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ