


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Cops6 ウサギポリクローナル抗体 - Q7L5N1

商品番号: CM0029756



前書き

ヒト、マウス、ラット用WB、IF/ICC、ELISA対応
COPS6 ウサギポリクローナル抗体；36kDa
COP9シグナロソームサブユニット6。ユビキチン経路、シグナロソーム、およびデネジリル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	COPS6 ウサギ pAb
備考/別名	CSN6; MOV34-34KD; COPS6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10980
GeneID	10980
免疫原	ヒト COPS6 (NP_006824.2) のアミノ酸 58-327 を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L5N1
タンパク質分子量	36kDa
配送	水袋