

抗Cops7Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ubw8

商品番号: CM0025615



前書き

ヒトCOPS7A（CSN7a）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスとラットに対して交差反応性を示します。COP9シグナロソーム、ユビキチン経路、タンパク質分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COPS7A ウサギpAb
備考/別名	CSN7, CSN7A, SGN7a, COPS7A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	50813
GeneID	50813
免疫原	ヒトCOPS7A（NP_057403.1）のアミノ酸1-275番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBW8
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋梱包