

Wb、If、Elisa用Anti-Copz1ポリクローナル抗体 - P61923

商品番号: CM0013431



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたコートマーサブユニットゼータ-

1 (COPZ1) ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルに適しており、ゴルジ体から小胞体 (ER) への輸送に関与する約20kDaのタンパク質を標的とします。分子生物学およびIVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	COPZ1 Rabbit pAb
備考/別名	COPZ; CGI-120; HSPC181; zeta-COP; zeta1-COP; COPZ1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22818
GeneID	22818
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61923
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋