

WbおよびElisa用 抗Coq10B ウサギポリクローナル抗体 - Q9H8M1

商品番号: CM0014635

前書き

ヒトCOQ10B（補酵素Q結合タンパク質COQ10ホモログB、ミトコンドリア）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。呼吸鎖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COQ10B ウサギpAb
備考/別名	COQ10B
種	ヒト
GeneID	80219
免疫原	ヒトCOQ10B（NP_079423.1）のアミノ酸38～150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H8M1
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	氷袋