

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 Anti-Coq3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nzj6

商品番号: CM0029810

前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みの Anti-CoQ3ウサギポリクローナル抗体です。ミトコンドリアユビキノン生合成O-メチルトランスフェラーゼを標的とします。ヒト、マウス、ラットのCOQ3と交差反応性があります。ユビキノン経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COQ3 ウサギ pAb
備考/別名	DHHBMT; bA9819.1; DHHBMTASE; UG0215E05; COQ3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51805
免疫原	組換えタンパク質; ヒトCOQ3 (NP_059117.3) のアミノ酸50-369に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZJ6
タンパク質分子量	41kDa
発送	氷袋