


WbおよびElisa用Anti-Coq7ウサギポリクローナル抗体 - Q99807

商品番号: CM0027974



前書き

ヒトCOQ7（NADPH依存性3-デメトキシユビキノン3-ヒドロキシラーゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ユビキノン生合成およびミトコンドリアストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COQ7 Rabbit pAb
備考/別名	CAT5; CLK1; CLK-1; COQ10D8; COQ7
種	ヒト
遺伝子ID	10229
免疫原	ヒトCOQ7（NP_057222.2）のアミノ酸37-217に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99807
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋