

抗Corinポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Y5Q5

商品番号: CM0018035

前書き

ヒトCORINに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。組換え免疫原（aa 1-110）を使用。心血管およびナトリウム利尿ペプチドの研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CORIN ウサギpAb
備考/別名	CRN; ATC2; Lrp4; PEE5; TMPRSS10; CORIN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10699
遺伝子ID	10699
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCORINのアミノ酸1-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006578.2)。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5Q5
タンパク質重量	116kDa
配送	アイスパック