

Anti-CORO1A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P31146

商品番号: CM0026223

前書き

ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証されたCORO1Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのコロニン1A（51 kDaのアクチン結合タンパク質）を検出し、食胞成熟と細胞運動性に関与します。免疫学および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CORO1A Rabbit pAb
備考/別名	p57, IMD8, TACO, CLABP, HCORO1, CLIPINA, CORO1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11151
遺伝子ID	11151
免疫原	ヒトCORO1A (NP_001180262.1) のアミノ酸362-461に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31146
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ