

## ウエスタンブロッティングおよびElisa用 抗Coro1Bウサギポリクローナル抗体 - Q9Br76

商品番号: CM0016920



### 前書き

ヒトCORO1B (Coronin-1B) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。細胞運動性、アクチンダイナミクス、細胞骨格研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 製品名      | CORO1B ウサギ pAb                                           |
| 備考/別名    | CORONIN-2; CORO1B                                        |
| 種        | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID    | 57175                                                    |
| 免疫原      | ヒトCORO1B (NP_065174.1) のアミノ酸380-489に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来       | ウサギ                                                      |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                |
| 適用       | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性    | ラット                                                      |
| SWISS    | Q9BR76                                                   |
| タンパク質分子量 | 54kDa                                                    |
| 発送       | 保冷バッグ                                                    |