


抗コルタクチンポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q14247

商品番号: CM0029247



前書き

ヒトコルタクチン（EMS1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、細胞骨格および細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コルタクチン ウサギpAb
備考／別名	EMS1; コルタクチン
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2017
GeneID	2017
免疫原	ヒトコルタクチン（NP_005222.2）のアミノ酸301～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14247
タンパク質分子量	62kDa
輸送方法	氷袋