

抗Cortactinラビットモノクローナル抗体（Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用） - Q14247

商品番号: CM0008820



前書き

ヒトCortactin (CTTN/EMS1)

を標的とする組換えラビットモノクローナル抗体。W
B、IP、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応
します。アクチン細胞骨格および細胞移動の研究に最
適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cortactin Rabbit mAb
備考/別名	EMS1; Cortactin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2017
GeneID	2017
免疫原	ヒトCortactin (Q14247) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14247
タンパク質分子量	62kDa
配送	氷袋