

ウェスタンブロッティング(Wb)、免疫組織化学(パラフィン包埋切片, IHC-P)、Elisa用 抗コルタクチン ウサギポリクローナル抗体 - Q14247

商品番号: CM0017992



前書き

抗コルタクチン

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAにより、ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性コルタクチン（アミノ酸1-200番）を検出します。アクチン動態、細胞遊走、腫瘍浸潤性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コルタクチン ウサギ pAb
備考／別名	EMS1; コルタクチン
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2017
遺伝子ID	2017
免疫原	ヒトコルタクチン (NP_612632.1) のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14247
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷剤