


Anti-Cotl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q14019

商品番号: CM0029944



前書き

コアクチシン様タンパク質（COTL1/CLP）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-P、ELISAについて検証済みです。16 kDaのアクチン結合および5LOシャペロンタンパク質を標的とします。細胞骨格およびロイコトリエン生合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COTL1 Rabbit pAb
備考/別名	CLP; COTL1
種	ヒト
遺伝子ID	23406
免疫原	ヒトCOTL1（NP_066972.1）のアミノ酸1-142に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14019
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ