


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Coup-Tfii/Nr2F2ウサギモノクローナル抗体 - P24468

商品番号: CM0007431



前書き

ヒトCOUP-TFII/NR2F2 (ARP-1) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。核内受容体および転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	COUP-TFII/NR2F2ウサギmAb
備考／別名	ARPI; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7026
GeneID	7026
免疫原	ヒトCOUP-TFII/NR2F2 (NP_066285.1) のアミノ酸5～100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24468
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスパック