


Anti-Cox Iv Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13073

商品番号: CM0004668



前書き

COX IV (COX4I1)

ターゲットのウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IP、免疫蛍光法、IHC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア呼吸および酸化的リン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] COX IV Rabbit mAb
備考/別名	COX4; COXIV; COX4-I; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1327
遺伝子ID	1327
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCOX IVのアミノ酸23-98に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001852.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13073
タンパク質分子量	20 kDa
配送	氷袋