


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Cox Ivウサギポリクローナル抗体 - P19783

商品番号: CM0029255



前書き

COX

IV（シトクロムcオキシダーゼサブユニット4アイソフォーム1）を標的とする高特異性ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア呼吸および酸化リン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX IV ウサギ pAb
別名	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	1327
遺伝子ID	12857
免疫原	マウスCOX IV (NP_001280488.1) のアミノ酸23〜98に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19783
タンパク質分子量	20 kDa
輸送方法	水袋