


Anti-Cox1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P00397

商品番号: CM0007070



前書き

シトクロムcオキシダーゼサブユニット1（COX1）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ミトコンドリア呼吸鎖機能の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX1ウサギmAb
備考/別名	CoxI; COX1
種	マウス
遺伝子ID（マウス）	17708
免疫原	ヒトCOX1（NP_904330.1）のアミノ酸414-514に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00397
タンパク質分子量	57 kDa
配送	氷袋