

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cox15 ポリクローナル抗体 - Q7Kzn9

商品番号: CM0014705

前書き

ヒトCOX15を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヘムA合成、ミトコンドリア機能、疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX15 ウサギ pAb
備考/別名	MC4DN6; CEMCOX2; COX15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1355
GeneID	1355
免疫原	ヒトCOX15 (NP_510870.1) のアミノ酸150-250に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7KZN9
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ