

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cox1/Ptgs1ポリクローナル抗体 - P23219

商品番号: CM0029922



前書き

COX1/PTGS1に対するウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラッ
トと交差反応します。炎症およびプロスタグランジン
生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COX1/PTGS1 Rabbit pAb
備考/別名	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5742
GeneID	5742
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23219
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋