


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Cox2/Ptgs2 ポリクローナル抗体 - P35354

商品番号: CM0017522



前書き

ヒト COX2/PTGS2 (aa 375-604)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。炎症、プロスタグランジン生合成、および関連研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Anti-COX2/PTGS2 ポリクローナル抗体
備考/別名	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5743
GeneID	5743
免疫原	COX2/PTGS2 (NP_000954.1) のアミノ酸 375-604 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35354
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷バッグ